



Funciones



Estabilizar los pies a la posición deseada.

Permite



- Adaptar los pies de forma asimétrica.
- Aliviar presiones en el área de la articulación de pié y tobillo.
- Colocar los pies en la posición terapéutica deseada.
- Readaptar la forma tantas veces como sea necesario.



Flat

Reposapiés moldeable mediante sistema al vacío para estabilización de los piés.

Cuadro de medidas

| Nombre | Tipo | Estándar ID | Velcro ID | Dimensiones [cm] | | | |
|--------|------|-------------|-----------|------------------|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D |

Flat



| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|----|---|--|
| M | | 2990745/V | 80 | 50 | 6 | |
| L | | 2990746/V | 100 | 50 | 8 | |

Accesorios

Incluido

- Bomba manual

Adicional

- Bomba eléctrica
- Cincha de neopreno
- Cincha de montaje
- Tubo