



Ref.: OP1173



DESROTADOR TIBIOFEMORAL

Características:

El desrotador tibiofemoral está compuesto por una faja y por unas cintas elásticas unidireccionales; dichas cinchas incorporan perlas de sílicona en la cara interior con adherencia anatómica que realizan una tracción en forma de espiral desde la parte medial del pie hasta la cintura, rotando la tibia, el fémur y la cadera en el sentido que se desea corregir, con el fin de aportar más estabilidad articular y una mayor propiocepción del esquema corporal, obteniendo así una correcta alineación de los miembros inferiores.

Indicaciones:

- Patologías que provoquen disfunciones en la alineación de los miembros inferiores como consecuencia de sintomatología de origen neurológico, consiguiendo un patrón de marcha y bipedestación más funcionales y mayor autonomía para las actividades de la vida diaria, mejorando el equilibrio la marcha y la postura.
- Alteraciones de la marcha que requieran un posicionamiento en abducción y/o rotación externa de los miembros inferiores en pacientes con parálisis cerebral Infantil, espina bífida, enfermedades durante el desarrollo embrionario.
- Otras enfermedades denominadas raras.
- Pacientes con musculatura hipotónica.
- Por su diseño, las cinchas elásticas para las referencias OP1173 y OP1174D/I están confeccionadas para tratar la rotación interna del miembro seleccionado (derecha o izquierda según sea el caso). Si se desea aplicar un tratamiento de rotación externa de los miembros, bastará con seleccionar el lado contrario al miembro a tratar.

Color:

- Gris.

TALLAS OP1173	PERÍMETRO A CM	CINCHA LARGO CM	EQUIVALENCIA OP1172
0	44-50	120	0-1
1	48-55	120	
2	52-61	142	2
3	56-65	164,5	3
4	62-71	187	4

